

**FICHA TÉCNICA
EQUIPO EN CESIÓN DE USO**

SISTEMA PARA LA GUÍA DE PRESIÓN Y FLUJO

1. Tipo	- Equipo para la medida de la Reserva Fraccional de Flujo (FFR).
2. Metodología	- Relación entre la medida de la presión distal y proximal a la lesión.
3. Características	- Para uso con guías de presión y flujo. - Pantalla de visualización LCD, LED u OLED. - Medidas de Pd/Pa.
4. Procesamiento	- Almacenamiento de datos de manera local en el equipo. - Capacidad de transferencia de datos.
5. Accesorios para el Equipo	- Con cables y conectores que permitan enlazarlo con el polígrafo o monitor según la disponibilidad de equipamiento en el centro asistencial de destino. - Coche de transporte del fabricante.
6. Consumibles, calibradores Controles, Complementos y Accesorios	- Guía de presión y flujo.
7. Soporte Técnico	- Mantenimiento Preventivo: presentar Programas de mantenimiento preventivo de acuerdo al manual del equipo proporcionado por la empresa fabricante y su respectivo cronograma de ejecución, el cual debe ser supervisado por el Jefe o responsable del área de mantenimiento de la Institución en coordinación con el Jefe del área usuaria. - Mantenimiento correctivo: lo más pronto posible o reemplazo en caso sea necesario. Atención de notificación de fallas las 24 horas del día y los 7 días de la semana.
8. Modo de Operación	- 220 V/ 60 Hz (con tolerancia según el Código Nacional de Electricidad).

Nota:

Esta ficha técnica de equipo de cesión en uso está asociado al empleo del dispositivo médico "Guía de presión y flujo diámetro 0.01 mm x 178 a 185 cm longitud" (código SAP 020103344)

