

BQ-149	30105290	Test para Detectar Sangre en Heces	PBA		<p>NO VIGENTE</p> <p>PRESENTACIÓN: Reactivo en tarjeta o tira, para la detección de Hemoglobina o Albúmina en heces en empaque adecuado.</p> <p>METODOLOGÍA: Método Colorimétrico de Lectura Visual.</p> <p>MUESTRA BIOLÓGICA: Heces.</p>
BQ-150	30105294	Tira Reactiva para Orina	UN	I-III	<p>PRESENTACIÓN: Reactivos en Tira para la detección de Densidad, pH, Leucocitos, Nitritos, Proteínas, Glucosa, Cuerpos Cetónicos, Bilirrubina, Sangre y Urobilinógeno, como mínimo; con inhibición o detección de ácido ascórbico; en empaque adecuado. Tiempo de expiración no menor de 6 meses a partir de la fecha de entrega.</p> <p>METODOLOGÍA: Método Colorimétrico de Lectura Visual o Reflectometría.</p> <p>ACCESORIOS: Calibradores, Controles, Complementos, y otros que permitan la realización completa de la prueba.</p> <p>EQUIPO: El equipo(s) será(n) definido(s) por el usuario final en tabla adjunta de acuerdo a Especificaciones Técnicas de Equipo de este Petitorio.</p> <p>MUESTRA BIOLÓGICA: Orina.</p>

