

FICHA TÉCNICA

DENOMINACIÓN: FLUJÓMETRO CON HUMIDIFICADOR

CODIGO SAP: 040030163

UNIDADES FUNCIONALES (SERVICIOS)

HOSPITALIZACIÓN, RECUPERACIÓN, CIRUGÍA, CUIDADOS INTENSIVO, EMERGENCIA, ENTRE OTRA ÁREAS

DEFINICIÓN FUNCIONAL

ES UN DISPOSITIVO MECÁNICO QUE SE USA COMÚNMENTE PARA REGULAR LA PRESIÓN DE LA SALIDA DE FLUJO DE OXÍGENO TOMADO DE UNA RED DE SUMINISTRO DE OXÍGENO, PARA ESTE FIN EL DISPOSITIVO RECOGE LA LÍNEA DE OXÍGENO Y REGULA SU INGRESO AL FRASCO A TRAVÉS DE UN REGULADOR DE PRESIÓN

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS

I GENERALES	
I.1	PRESIÓN DE ENTRADA ENTRE 30 PSI Y 65 PSI
II COMPONENTES	
FLUJÓMETRO	
II.1	UN (01) CUERPO PRINCIPAL DE ACERO O CROMADO CON PERILLA REGULADORA DE FLUJO
II.2	UNA (01) COLUMNA DE MATERIAL POLÍMERO TRANSPARENTE, CON ESCALA GRADUADA Y ROTAMETRO
II.3	RANGO DE FLUJO DE SALIDA DESDE 0 HASTA 15 LPM
II.4	UN (01) CONECTOR DE ENTRADA DEL TIPO DISS
II.5	UN (01) CONECTOR DE SALIDA COMPATIBLE CON EL FRASCO HUMIDIFICADOR
HUMIDIFICADOR	
II.6	UN (01) FRASCO HUMIDIFICADOR REUSABLE Y AUTOCLAVABLE, CON MARCAS DE NIVEL DE LLENADO
II.7	UNA (01) TAPA PARA EL FRASCO HUMIDIFICADOR COMPATIBLE CON EL FLUJÓMETRO
III ACCESORIOS	
Las cantidades son referenciales. Los usuarios podrán cambiarlas de acuerdo a sus necesidades y demandas, al momento de hacer su requerimiento.	
III.1	UN (01) KIT DE OXIGENOTERAPIA PARA PACIENTES ADULTOS (MASCARILLA Y MANGUERA DE CONEXIÓN)
III.2	UN (01) KIT DE OXIGENOTERAPIA PARA PACIENTES PEDIÁTRICOS (MASCARILLA Y MANGUERA DE CONEXIÓN)



Firmado digitalmente por
HILDEBRANDT PINEDO Lida Esther
FAU 20131257750 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 30.05.2025 12:54:22 -05:00