



FICHA TÉCNICA

CODIGO SAP: 040090115

DENOMINACIÓN DEL EQUIPO : TORNIQUETE DIGITAL NEUMÁTICO UNIDAD FUNCIONAL : ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGÍA

PACIENTES : ADULTOS / NIÑOS

DEFINICIÓN FUNCIONAL

EQUIPO UTILIZADO PARA RESTRINGIR EL FLUJO SANGUINEO DURANTE UNA CIRUGÍA QUE ASÍ LO REQUIERA

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS

A GENERALES

A01 EQUIPO PORTÁTIL

A02 CONTROLADO POR MICROPROCESADOR

A03 BOMBA NEUMÁTICA INTEGRADA AL EQUIPO

A04 DOS (02) SALIDAS DE PRESIÓN COMO MÍNIMO

A05 PESO NO MAYOR A SEIS (06) KILOGRAMOS

A06 VISUALIZACIÓN SIMULTANEA DE CADA SALIDA DE PRESIÓN

PANEL DE CONTROL

A07 PANTALLA DIGITAL A COLOR CON TECNOLOGÍA DE VISUALIZACIÓN LCD (IPS, TFT O LED) U OLED

A08 CONTROLES MINIMOS EN PANEL: PRESION, TIEMPO, INFLADO/DESINFLADO

PARAMETROS

A09 RANGO DE PRESIÓN AJUSTABLE DE 90 A 475 mmHg O RANGO MÁS AMPLIO

A10 EXACTITUD (ACCURACY) EN LA MEDICIÓN DE LA PRESIÓN DE ± 8 mmHg Ó MENOR VALOR NÚMERICO

A11 RANGO DE TIEMPO AJUSTABLE DE 1 A 99 MINUTOS O RANGO MÁS AMPLIO

ALARMAS AUDIOVISUALES

A12 DE BATERIA BAJA

A13 DE DIFERENCIA DE PRESIÓN ENTRE LA PROGRAMADA POR USUARIO Y LA MONITORIZADA POR EL EQUIPO

A14 DE TIEMPO CONCLUIDO

B ACCESORIOS

PERIFÉRICOS/ADITAMENTOS

Las cantidades son referenciales. Los usuarios podrán cambiarlas de acuerdo a sus necesidades y demandas, al momento de hacer su requerimiento.

- B01 SEIS (06) MANGAS DE UNA CAMARA, DE DIFERENTES TAMAÑOS (DEBE INCLUIR COMO MÍNIMO TALLA GRANDE Y EXTRA GRANDE, O EQUIVALENTES), REUSABLES CON CIERRE FORMADO POR DOS TIRAS DE TEJIDO QUE SE ADHIEREN AL ENTRAR EN CONTACTO, CON MANGUERAS PARA CONECTAR AL EQUIPO
- B02 TRES (03) MANGAS DE DOBLE CAMARA, DE DIFERENTES TAMAÑOS, REUSABLES CON CIERRE FORMADO POR DOS TIRAS DE TEJIDO QUE SE ADHIEREN AL ENTRAR EN CONTACTO, CON MANGUERAS PARA CONECTAR AL EQUIPO
- B03 UN (01) CLAMP PARA FIJACIÓN
- B04 UN (01) PEDESTAL RODABLE PARA EL EQUIPO
- B05 UNA (01) CESTA PARA SOPORTE DE MANGAS Y ACSESORIOS

C REQUERIMIENTO DE ENERGÍA

- C01 FUNCIONAMIENTO CON RED ELECTRICA Y BATERIA(S) EN AUSENCIA DE RED
- C02 220VAC/60Hz (CON TOLERANCIAS SEGÚN EL CÓDIGO NACIONAL DE ELECTRICIDAD)
- CO3 BATERÍA(S) RECARGABLE(S) CON AUTONOMÍA MÍNIMA DE TRES (03) HORAS, DE NIQUEL METAL Ó ION LITIO

IETSI - ESSALUD

DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN DE TECNOLOGÍAS SANITARIA
SUBDIRECCIÓN DE EVALUACIÓN DE DISPOSITIVOS MEDICOS Y EQUIPOS BIOMEDICOS

04 JUL 2025

FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA





Firmado digitalmente por HILDEBRANDT PINEDO Lida Esther FAU 20131257750 soft Motivo: Soy el autor del documento Fecha: 01.07.2025 15:36:14 -05:00