

FICHA TÉCNICA

DESTRUCTOR DE AGUJAS HIPODERMICAS

CODIGO SAP: 100060011

UNIDADES FUNCIONALES (SERVICIOS)

Equipo utilizado en áreas asistenciales como Consultorios Externos, Banco de sangre, Hemoterapia, entre otras áreas. Estos equipos están a disposición del personal médico, enfermería y otros profesionales de salud.

DEFINICIÓN FUNCIONAL

Equipo utilizado para eliminar agujas hipodérmicas así como los riesgos derivados de su contaminación.

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS

I GENERALES

- | | |
|-----|--|
| I.1 | Estructura principal con carcasa metálica o de plástico ABS de alta resistencia térmica y química. |
| I.2 | Destrucción por calcinación (proceso térmico - eléctrico) |
| I.3 | Contenedor para almacenar los residuos de las agujas hipodérmicas destruidas. |
| I.4 | Tiempo de destrucción de aguja hipodérmica no mayor a 4 segundos. |
| I.5 | Con capacidad de destrucción de agujas hipodérmicas de calibre (diámetro) en el rango de 28G (0.349 mm) a 19G (1.1 mm) o rango más amplio. |

II REQUERIMIENTOS DE ENERGÍA

- | | |
|------|---|
| II.1 | 220V/60Hz (con tolerancia según el código nacional de electricidad) |
|------|---|