

BS-32	30106284	Kit completo para la determinación del Fenotipo Rh/Kell NO VIGENTE	PBA	Centro de Hemoterapia II	PRESENTACIÓN: Kit completo para la determinación del fenotipo Rh (C,c,E,e) y Kell, en empaque adecuado. Tiempo de expiración no menor de 06 meses a partir de la fecha de entrega. METODOLOGÍA: Hemoaglutinación en microplaca ó aglutinación en columna. ACCESORIOS: Controles, solución diluyente en cantidad suficiente, material de impresión de resultados, complementos y otros de acuerdo a metodología que permitan la realización completa de la prueba. EQUIPO: Equipo para Inmunoematología en microplaca y/o Equipo para Inmunoematología en columna, de acuerdo a la metodología ofertada. Usuario no puede excluir ninguno de los equipos. MUESTRA BIOLÓGICA: Sangre total anticoagulada o paquete globular.
BS-33	30106287	Kit completo para prueba cruzada plaquetaria NO VIGENTE	PBA	Centro de Hemoterapia II	PRESENTACIÓN: Kit completo para la realización de la prueba cruzada plaquetaria en empaque adecuado. Tiempo de expiración no menor de 21 días a partir de la fecha de entrega. METODOLOGÍA: Adherencia en fase sólida (captura) o Elisa. ACCESORIOS: Controles, solución LISS en cantidad suficiente, material de impresión de resultados, complementos y otros de acuerdo a metodología que permitan la realización completa de la prueba. EQUIPO: Equipo para Inmunoematología en microplaca. MUESTRA BIOLÓGICA: Sangre total anticoagulada o paquete globular. NOTA: Esta prueba no podrá formar parte de un paquete de pruebas ligadas a ECU.
BS-34	30107104	Kit completo para recolección de progenitores hematopoyéticos por aféresis o recambio plasmático terapéutico NO VIGENTE	UN	Centro de Hemoterapia II	PRESENTACIÓN: Kit completo para aféresis en empaque individual sellado. Las cantidades de kits de aféresis para recolección de progenitores hematopoyéticos, se indicarán en una tabla adjunta por el usuario final. CARACTERÍSTICAS: Descartable, con soluciones para anticoagulación y cebado, con monitorización de anticoagulante. Tiempo de expiración no menor de 12 meses a partir de la fecha de entrega. ACCESORIOS: Complementos, sellador portátil para tubuladuras de bolsa que permitan la realización completa del procedimiento. EQUIPO: El equipo(s) será(n) definido(s) por el usuario final según la tabla adjunta de acuerdo a especificaciones técnicas de equipos de este petitorio. USO: colecta de células progenitoras hematopoyéticas y/o recambio plasmático terapéutico.
BS-35	30106270	Kit para Depleción de Células CD3+ / CD19+	PBA	Centro de Hemoterapia II	PRESENTACIÓN: Kit para depleción de células CD3+/CD19+. Tiempo de expiración no menor de 02 meses. METODOLOGÍA: Depleción de células CD3+ y CD19+. Capacidad de depleción 5 x 10 ⁹ de CD19+ y 15 x 10 ⁹ de CD3+ a partir de un total de 40 x 10 ⁹ células totales. CARACTERÍSTICA: Para uso clínico, basado en set de tubuladuras, estéril, libre de pirógenos. ACCESORIOS: Controles, diluyentes de muestra, complementos y otros que de acuerdo a metodología permitan la realización completa del procedimiento. EQUIPO: El equipo(s) será(n) definido(s) por el usuario final según la tabla adjunta de acuerdo a especificaciones técnicas de equipos de este petitorio. USO: Selección negativa (depleción) de células CD3+/CD19+ a partir de productos de aféresis para uso clínico alogénico.



000066