

CÓDIGO SAP	DENOMINACIÓN COMPLETA	UM	NIVEL DE USO	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
030106285	Kit completo para la determinación del Fenotipo ampliado	PBA	Centro de Hemoterapia Ic, II, III	<p>PRESENTACIÓN: Kit completo de reactivos para la determinación de fenotipo ampliado (Fya, Fyb, Jka, Jkb, S, s, opcional M, N y K) en empaque adecuado. Tiempo de expiración no menor de 21 días a partir de la fecha de entrega.</p> <p>METODOLOGÍA: Adherencia en fase sólida (captura) o aglutinación en columna o hemaglutinación en microplaca.</p> <p>ACCESORIOS: Controles, solución LISS, material de impresión de resultados, complementos y otros en cantidad suficiente, de acuerdo a metodología que permitan la realización completa de la prueba.</p> <p>MUESTRA BIOLÓGICA: Sangre total anticoagulada (EDTA, citrato, CPD-A u otro anticoagulante) o paquete globular (glóbulos rojos o hematíes).</p> <p>EQUIPO: El(los) equipo(s) será(n) definido(s) por el usuario final.</p>