

| CÓDIGO SAP | DENOMINACIÓN COMPLETA          | UM  | NIVEL DE USO | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS  |
|------------|--------------------------------|-----|--------------|--|
| 020104617  | Prueba rápida para Hepatitis B | PBA | I - III      | <p><b>PRESENTACIÓN:</b> Kit (caja) para 25 determinaciones a más. Las tiras deben estar dentro de un dispositivo (casette), cubiertos individualmente en un empaque de aluminio herméticamente sellado. La tira debe ser de fondo de color blanco, que permita leer claramente las bandas de control y de prueba. Se requiere que el dispositivo contenga un solo pozo que permita colocar la muestra en la zona absorbente de la tira. El cassette debe tener rotulado el nombre de la prueba a realizar (HBsAg). Debe cumplir las exigencias normativas vigentes en su fabricación y uso, conforme a su registro sanitario.</p> <p><b>METODOLOGÍA:</b> Ensayo inmunocromatográfico de flujo lateral para la detección cualitativa del antígeno de superficie del virus de la hepatitis B (HBsAg). Sensibilidad no menor a 98% y especificidad no menor a 99%. Tiempo de duración de la prueba no mayor a 20 minutos.</p> <p><b>ACCESORIOS:</b> Deberá incluir un dispensador de muestra (pipetas, capilares descartables o gotero plástico), debidamente marcado con el volumen de muestra requerido para la prueba. Asimismo, un frasco o gotero con buffer diluyente.</p> <p><b>MUESTRA BIOLÓGICA:</b> Sangre total, suero y/o plasma</p> <p><b>USO:</b> Tamizaje de Hepatitis B</p> |