

CÓDIGO SAP	DENOMINACIÓN COMPLETA	UM	NIVEL DE USO	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
030103786	Suero anti Lu ^a b (Lutheran b)	CM3	Ic - III	PRESENTACIÓN: Reactivo con anticuerpos monoclonales o policlonales, en frasco hasta por 5 mL de Suero anti Lu^ab (Lutheran b), con o sin gotero, herméticamente sellado, no reenvasado. Tiempo de expiración no menor de doce (12) meses a partir de la fecha de entrega. METODOLOGÍA: Hemaglutinación para métodos manuales o sistemas automatizados. MUESTRA BIOLÓGICA: Sangre total con o sin anticoagulante. USO: Determinación del antígeno Lu^ab (Lutheran b) en eritrocitos.

 Firmado digitalmente por
LI SING Consuelo Maria Josefina
FAU 20131257750 soft
Motivo: Soy el autor del documento.
Fecha: 31.08.2026 15:33:01-0500

 Firmado digitalmente por
SOLIS RICRA Jenner Ivan FAU
20131257750 soft
Motivo: Soy el autor del documento.
Fecha: 31.08.2026 15:25:01-0500

 Firmado digitalmente por
SOTO BARBA Marco Miguel FAU
20131257750 soft
Motivo: Soy el autor del documento.
Fecha: 03.09.2026 09:55:47-0500

IETSI - ESSALUD
DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN DE TECNOLOGÍAS SANITARIA
SUBDIRECCIÓN DE EVALUACIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS Y EQUIPOS BIOMÉDICOS

04 SET 2026

FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA