

CÓDIGO SAP	DENOMINACIÓN COMPLETA	UM	CLASIFICACIÓN DE BANCO DE SANGRE (*)	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
030104314	Suero anti Jk ^a	CM3	Ic, II, III	PRESENTACIÓN: Reactivo con anticuerpos monoclonales o policlonales, en frasco hasta por 5 mL de Suero anti Jk^a, con o sin gotero, herméticamente sellado, no reenvasado. Tiempo de expiración no menor de doce (12) meses a partir de la fecha de entrega. METODOLOGÍA: (**) Hemaglutinación para métodos manuales o sistemas automatizados. MUESTRA BIOLÓGICA: Sangre total con o sin anticoagulante. USO: Determinación del antígeno Jk^a en eritrocitos.

(*) De acuerdo a la clasificación actual de Bancos de Sangre (D.S. N° 017-2022-SA)

(**) De acuerdo al requerimiento del área usuaria según metodología empleada.

 Firmado digitalmente por
SOLIS RICRA Jenner Ivan FAU
20131257750 soft
Motivo: Soy el autor del documento.
Fecha: 15.09.2026 11:31:36-0500

 Firmado digitalmente por
SOTO BARBA Marco Miguel FAU
20131257750 soft
Motivo: Soy el autor del documento.
Fecha: 17.09.2026 12:37:02-0500

IETSI - ESSALUD
DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN DE TECNOLOGÍAS SANITARIAS
SUBDIRECCIÓN DE EVALUACIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS Y EQUIPOS BIOMÉDICOS

17 SET 2026

FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA