

CÓDIGO SAP	DENOMINACIÓN COMPLETA	UM	NIVEL DE USO	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
030104301	Suero anti Fy ^a	CM3	Ic, II, III	PRESENTACIÓN: Reactivo con anticuerpos monoclonales o policlonales, en frasco hasta por 5 mL de Suero anti Fy^a, con o sin gotero, herméticamente sellado, no reenvasado. Tiempo de expiración no menor de doce (12) meses a partir de la fecha de entrega. METODOLOGÍA: (*) Hemaglutinación para métodos manuales o sistemas automatizados. MUESTRA BIOLÓGICA: Sangre total con o sin anticoagulante. USO: Determinación del antígeno Fy^a en eritrocitos.

(*) De acuerdo al requerimiento del área usuaria según metodología empleada.

 Firmado digitalmente por
SOLIS RICRA Jenner Ivan FAU
20131257750 soft
Motivo: Soy el autor del documento.
Fecha: 10.09.2026 08:14:02-0500

 Firmado digitalmente por
SOTO BARBA Marco Miguel FAU
20131257750 soft
Motivo: Soy el autor del documento.
Fecha: 15.09.2026 14:29:36-0500

IETSI - ESSALUD
DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN DE TECNOLOGÍAS SANITARIA
SUBDIRECCIÓN DE EVALUACIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS Y EQUIPOS BIOMÉDICOS

17 SET 2026

FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA