

CÓDIGO SAP	DENOMINACIÓN COMPLETA	UM	CLASIFICACIÓN DE BANCO DE SANGRE (*)	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
030104318	Suero anti K (Kell)	CM3	Ic, II, III	PRESENTACIÓN: Reactivo con anticuerpos monoclonales. En frasco hasta por 10 mL de suero anti K (kell), con gotero, herméticamente sellado, no reenvasado. Tiempo de expiración no menor de doce (12) meses a partir de la fecha de entrega. MÉTODOLOGÍA: (**) Hemaglutinación para métodos manuales o sistemas automatizados. MUESTRA BIOLÓGICA: Sangre total con o sin anticoagulante. USO: Determinación del antígeno K (kell) en eritrocitos.

(*) De acuerdo a la clasificación vigente de Bancos de Sangre (D.S. N° 017-2022-SA)

(**) De acuerdo al requerimiento del área usuaria según metodología empleada.

 Firmado digitalmente por
LI SING Consuelo María Josefina
FAU 20131257750 soft
Motivo: Soy el autor del documento.
Fecha: 25.09.2026 16:46:43-0500

 Firmado digitalmente por
SOLIS RICRA Jenner Ivan FAU
20131257750 soft
Motivo: Soy el autor del documento.
Fecha: 25.09.2026 17:12:31-0500

 Firmado digitalmente por
SOTO BARBA Marco Miguel FAU
20131257750 soft
Motivo: Soy el autor del documento.
Fecha: 25.09.2026 18:10:20-0500

IETSI - ESSALUD
DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN DE TECNOLOGÍAS SANITARIA
SUBDIRECCIÓN DE EVALUACIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS Y EQUIPOS BIOMÉDICOS

29 SET 2026

FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA