

<b>FICHA TECNICA</b>	
<b>I. DESCRIPCIÓN</b>	
I.1	<b>SET DE RODILLOS DE ESPUMA PARA GESTANTE</b> <b>CÓDIGO SAP: 020205909</b>
<b>II. DEFINICIÓN</b>	
II.1	Cilindros ergonómicos con núcleo de espuma diseñados específicamente para facilitar la liberación miofascial en individuos gestantes. Estos dispositivos se emplean en ejercicios de auto-masaje para mejorar la elasticidad del tejido conectivo, aliviar la tensión muscular y fomentar el bienestar físico durante el periodo gestacional.
<b>III. APLICACIÓN</b>	
III.1	Equipo utilizado en el area de consulta externa. Este equipo está a disposición del personal profesional de consulta externa.
<b>IV. PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO</b>	
IV.1	Equipo compuesto de tres unidades de rodillos de espuma de alta densidad recubiertos de material plastificado lavable. Suelen tener una presentación con colores diversos.
<b>V. PARTES, ACCESORIOS E INSUMOS</b>	
<b>PARTES</b>	
V.1	Conjunto de tres (03) unidades de rodillos de espuma para gestantes.
<b>VI. CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS</b>	
VI.1	Material interno: espuma .
VI.2	Recubrimiento externo: lino plastificado lavable .
VI.3	Diametro de rodillo pequeño: 19 cm a 21 cm.
VI.4	Diametro de rodillo mediano: 24 cm a 26 cm.
VI.5	Diametro de rodillo grande: 29 cm a 31 cm.
VI.6	Largo de rodillo pequeño: 48 cm a 52 cm.
VI.7	Largo de rodillo mediano: 58 cm a 62 cm.
VI.8	Largo de rodillo grande: 68 cm a 72 cm.
VI.9	Presentación de diversos colores.
<b>VII. CONDICIONES DE PREINSTALACIÓN</b>	
VII.1	Ninguna.
<b>VIII. NORMATIVA (FACULTATIVA)</b>	
VIII.1	Certificado de Gestión de la Calidad de dispositivos médicos basado en el ISO 13485 o la Directiva de productos sanitarios europa 93/42/EEC.

