

FICHA TÉCNICA	
I. DESCRIPCIÓN	
I.1	CAMILLA PARA TRACCIÓN CERVICAL Y LUMBAR. CÓDIGO SAP: 070010322
II. DEFINICIÓN	
II.1	Este equipo está diseñado para aplicar un tratamiento especializado centrado en la sujeción precisa de la columna vertebral. Su funcionalidad primaria consiste en asegurar la columna de manera efectiva para facilitar la realización de estiramientos específicos.
III. APLICACIÓN	
III.1	Equipo utilizado en el área de medicina física y rehabilitación. Este equipo está a disposición del personal profesional de medicina física y rehabilitación.
IV. PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO	
IV.1	Equipo compuesto por una mesa de altura regulable con mangos de sujeción plegables, una sección pélvica, sección para miembros inferiores inclinable y un sistema de correas y almoadillas que permitan la rehabilitación en el equipo.
V. PARTES, ACCESORIOS E INSUMOS	
PARTES	
V.1	Una (1) mesa de altura regulable.
V.2	Dos (2) mangos de sujeción plegables,
V.3	Una (1) sección pélvica inclinable.
V.4	Una (1) sección para miembros inferiores inclinable .
ACCESORIOS	
V.4	Sistema de correas para tracción Lumbar.
V.5	Juego de almohadas para rodillas.
VI. CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS	
VI.1	Para posición prono y supino.
VI.2	Especial para terapia de tracción.
VI.3	Sección pélvica inclinable (0° a 15°).
VI.4	Sección para miembros inferiores inclinable (0° a 45°).
VI.5	Sección de brazos y torso de control independientes.
VI.6	Mangos de sujeción plegables.
VI.7	Altura de mesa regulable: 70 cm a menos a 90 cm a más.
VI.8	Largo de mesa 190 cm a más.
VI.9	Ancho de mesa 65 cm a más.
VI.10	Requerimientos de energía: 220 V/60 Hz (Tolerancia según el Código Nacional de Electricidad).
VII. CONDICIONES DE PREINSTALACIÓN	
VII.1	Ninguna
VIII. NORMATIVA (FACULTATIVA)	
VIII.1	Certificado de Gestión de la Calidad de dispositivos médicos basado en el ISO 13485 o la Directiva de productos sanitarios europea 93/42/EEC.

