

<b>FICHA TÉCNICA</b>	
<b>I. DESCRIPCIÓN</b>	
I.1	CAMPANA DE CULTIVO PARA ANAEROBIOSIS CODIGO SAP: 030107278
<b>II. DEFINICIÓN</b>	
II.1	Equipo con tapa hermética para incubación de cultivos microbiológicos.
<b>III. APLICACIÓN</b>	
III.1	Equipo complementario utilizado en el área de Patología Clínica.
<b>IV. PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO</b>	
IV.1	Equipo usado en el área de Patología Clínica para el aislamiento de bacterias anaerobias.
<b>V. PARTES, ACCESORIOS E INSUMOS</b>	
V.1	Un (01) campana para anaerobiosis.
V.2	Una (01) tapa hermética.
V.3	Un (01) soporte o gradilla para placas Petri.
<b>VI. CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS</b>	
VI.1	Capacidad de campana de anaerobiosis de 2.5 L como mínimo.
VI.2	Material de campana de policarbonato.
VI.3	Tapa con junta tórica de cierre hermético.
VI.4	Capacidad para 12 placas como máximo de 90 a 100 mm de diámetro.
<b>VII. CONDICIONES DE PREINSTALACIÓN</b>	
VII.1	No requiere condiciones de preinstalación.
<b>VIII. NORMATIVA (FACULTATIVA)</b>	
VIII.1	Certificado de Gestión de la Calidad ISO 9001 o en dispositivos médicos basados en la ISO 13485 o la Directiva de productos sanitarios europea 93/42/EEC.

