

FICHA TÉCNICA

<b>1. Denominación técnica:</b>	<b>APÓSITO OCULAR DE GASA Y ALGODÓN</b>
<b>2. Unidad de medida:</b>	<b>UN</b>
<b>3. Grupo o Familia:</b>	Oftalmología
<b>4. Código SAP:</b>	a) 020102488 Apósito ocular de gasa y algodón ovalado, anatómico estéril adulto b) 020102489 Apósito ocular de gasa y algodón ovalado, anatómico estéril pediátrico
<b>5. Descripción General:</b>	Dispositivo médico en forma de almohadilla ovalada, que consiste en una capa de algodón suave envuelta en gasa. Destinado a proteger el ojo o absorber las secreciones oculares luego de una intervención quirúrgica. Es un dispositivo de un solo uso.

**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**

**6. Indicación de uso:**

- Se utiliza para proteger, aislar y cubrir superficie ocular luego de una Intervención quirúrgica o procedimiento.

**7. Componentes y Materiales del dispositivo:**

**ESQUEMA:**



Fig.1: Apósito ocular de gasa y algodón (no incluye diseño)

**MATERIAL**

- Gasa de algodón natural 100% y algodón hidrófilo. (Gasa de algodón de tipo VI de uso hospitalario).

**CARACTERÍSTICAS**

- De tejido uniforme.
- Número de hilos en:
  - Urdimbre: de 18 a 22 hilos por 2.54 cm.
  - Trama: de 14 a 18 hilos por 2.54 cm.
- De forma ovalada que se adapte a la forma del ojo.
- Bordes ocultos remallados o cocidos.
- Libre de materiales extraños o partes deshilachadas.



**Condición Biológica:**

- Estéril, no produce sensibilización cutánea, no produce irritación, no produce toxicidad sistémica.

**8. Esterilización:**

- De acuerdo a lo autorizado en el Registro Sanitario por el Ente Rector.

**9. Dimensiones:**

Código SAP	Descripción	Dimensiones (cm)	Tolerancia (+/-cm)
020102488	Apósito ocular de gasa y algodón ovalado, anatómico estéril adulto	8cm X 6cm	+/- 1cm
020102489	Apósito ocular de gasa y algodón ovalado, anatómico estéril pediátrico	7cm X 5cm	+/- 1cm

**OTRAS CARACTERISTICAS**

**De la Presentación:**

**Características del envase:**

- Que garantice las propiedades físicas, condiciones biológicas e integridad del producto durante el almacenamiento, transporte y distribución del dispositivo médico.
- Exento de partículas extrañas, rebabas y aristas cortantes.

**Envase Inmediato:**

- Envase tipo sobre o de acuerdo a lo autorizado en su Registro Sanitario.
- Envase individual y original.
- De sellado hermético.
- De fácil apertura.

**Envase Mediato:**

- Caja de cartón u otro material distinto, que contenga en su interior una o más unidades del dispositivo médico en su envase inmediato.

**Rotulado:**

De acuerdo a lo autorizado en su Registro Sanitario. El contenido de los rotulados de los envases inmediato y mediato (si aplica) deberá contener información establecida en el marco de los dispositivos legales con los cuales se otorgó la inscripción o reinscripción de su Registro Sanitario de acuerdo a lo establecido en los artículos 137° y 138° del Reglamento para el Registro, Control y Vigilancia Sanitaria de Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios aprobado por Decreto Supremo N° 016-2011-SA y sus modificatorias vigentes.

**CONTROL DE CALIDAD**

El área usuaria definirá si requiere la aplicación de control de calidad en el Centro Nacional de Control de Calidad o cualquiera de los laboratorios autorizados que conforman la Red de Laboratorios Oficiales de Control de Calidad del país.

