

FICHA TÉCNICA

LARINGOSCOPIO DE FIBRA ÓPTICA ADULTO

CODIGO SAP: 40110030

UNIDADES FUNCIONALES (SERVICIOS)

Equipo utilizado en áreas asistenciales como emergencia, cuidados intensivos, quirófano, entre otras áreas. Estos equipos están a disposición del personal médico, enfermería y otros profesionales de la salud.

DEFINICIÓN FUNCIONAL

Es un dispositivo óptico que facilita la visión directa de la laringe, con posibilidad de realizar una intubación endotraqueal para administrar anestésicos inhalatorios y oxígeno.

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS

I COMPONENTES	
	MANGO
I.1	Un (01) mango mediano
I.2	Un (01) mango pequeño
I.3	Con baterías recargables de Ion Litio o mejor (de la marca del instrumento), incluida una por mango.
I.4	Compatibles con todos los modelos de hojas (green standard o green system o compatible con ISO 7376)
I.5	Con fuente luminosa
	FUENTE DE LUZ
I.6	Lámpara LED o mejor, incluida una por mango
I.7	Tiempo de vida de 50,000 horas o más
I.8	Temperatura de color 5,000K o mayor
	HOJAS
I.9	Hojas de laringoscopio de acero inoxidable, reusables y con fibra óptica
I.10	Hojas tipo Macintosh de tamaños 3 y 4 (uno de cada tamaño)
I.11	Hojas tipo Macintosh flexible o articulado de tamaños 3 y 4 (uno de cada tamaño)
I.12	Esterilizables a 134°C
II ACCESORIOS	
II.1	Una (01) lámpara LED de repuesto por mango (adicionales a las principales)
II.2	Un (01) Estuche rígido o semi-rígido, acolchado para los mangos y hojas.
II.3	Un (01) cargador de baterías compatible con las baterías entregadas, de la misma marca del instrumento.
II.4	Una (01) batería recargable de repuesto de Ion Litio o mejor (de la marca del instrumento) por mango (adicionales a las principales)
III REQUERIMIENTO DE ENERGÍA	
III.1	El cargador de baterías debe funcionar a 220 VAC, 60 Hz