



# **FICHA TÉCNICA**

CÓDIGO SAP: 040050023

DENOMINACIÓN DEL EQUIPO: CENTRÍFUGA DE MESA ÁNGULO FIJO UNIDADES FUNCIONALES: PATOLOGÍA CLÍNICA, HEMOTERAPIA

PACIENTES: TODOS

## DEFINICIÓN FUNCIONAL

EQUIPO BIOMÉDICO,UTILIZADO PARA LA SEPARACIÓN DE SUERO/PLASMA DE LA MUESTRA SANGUÍNEA Y PROCESOS DE CENTRIFUGADO DE SEDIMENTO URINARIO Y LÍQUIDOS BIOLÓGICOS A TRAVÉS DE UN MOVIMIENTO CENTRÍFUGO A VELOCIDAD Y TIEMPO DETERMINADO.

## REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS

#### A GENERALES

- A01 CAPACIDAD MÁXIMA DE CENTRIFUGADO; CON ROTOR ANGULAR FIJO; ENTRE 400 A 750 ml, INCLUSIVE.
- A02 CÁMARA DE ACERO INOXIDABLE.
- A03 SISTEMA DE BLOQUEO DE TAPA DURANTE SU FUNCIONAMIENTO.
- A04 DETECCIÓN DE DESBALANCE EN EL ROTOR.
- A05 NIVEL DE RUIDO NO MAYOR A 65 dBA.
- A06 PANEL DE CONTROL DE MEMBRANA O PANTALLA TÁCTIL (TOUCHSCREEN). (Ver Nota)
- A07 MOTOR DE INDUCCIÓN LIBRE DE MANTENIMIENTO.

## CONTROL

- A08 CONTROLADO POR MICROPROCESADOR.
- A09 PROGRAMACIÓN DE LOS PARÁMETROS: VELOCIDAD Y TIEMPO.

## **PARÁMETROS**

- A10 VELOCIDAD MÁXIMA: NO MENOR A 4000 rpm (PARA TUBOS DE 5 ml).
- A11 FUERZA CENTRÍFUGA RELATIVA MÁXIMA: NO MENOR A 4000 XG.
- A12 TIEMPOS DE ACELERACIÓN Y DESACELERACIÓN CORTOS EN SEGUNDOS.
- A13 TEMPORIZADOR ENTRE 1 s A 99 min.

### VISUALIZACIÓN E INDICADORES

- A14 VISUALIZACIÓN DIGITAL DE VELOCIDAD Y TIEMPO.
- A15 INDICADOR DE TAPA ABIERTA.
- A16 INDICADOR DE DESBALANCE EN EL ROTOR.

#### **B** COMPONENTES

- B01 UN (01) ROTOR ANGULAR FIJO PARA SEIS (06) TUBOS CÓNICOS DE 50 mI, COMO MÍNIMO.
- B02 UN (01) ROTOR ANGULAR FIJO PARA SEIS (06) TUBOS REDONDOS DE 15 mI, COMO MÍNIMO.
- B03 UN (01) ROTOR ANGULAR FIJO PARA DOCE (12) TUBOS REDONDOS DE 5 ml, COMO MÍNIMO. CON ÁNGULO DE 45°.

## C ACCESORIOS

#### PERIFÉRICOS/ADITAMENTOS

C01 UN JUEGO COMPLETO DE ADAPTADORES PARA TUBOS DE 50 ml, FONDO CÓNICO, PARA UN TOTAL DE SEIS (06) TUBOS POR ROTOR COMO MÍNIMO, EN CASO LO REQUIERA EL ROTOR.



Firmado digitalmente por HILDEBRANDT PINEDO Lida Esther FAU 20131257750 soft Motivo: Soy el autor del documento Fecha: 20.11.2025 16:39:12 -05:00 IETSI - ESSALUD
DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN DE TECNOLOGÍAS SANITARIA
SUBDIRECCIÓN DE EVALUACIÓN DE DISPOSITIVOS MEDICOS Y EQUIPOS BIOMEDICOS

24 NOV 2025

FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA







# FICHA TÉCNICA

CÓDIGO SAP: 040050023

DENOMINACIÓN DEL EQUIPO: CENTRÍFUGA DE MESA ÁNGULO FIJO UNIDADES FUNCIONALES: PATOLOGÍA CLÍNICA, HEMOTERAPIA

PACIENTES: TODOS

## REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS

- CO2 UN JUEGO COMPLETO DE ADAPTADORES PARA TUBOS DE 15 ml, FONDO REDONDO, PARA UN TOTAL DE SEIS (06) TUBOS POR ROTOR MÍNIMO, EN CASO LO REQUIERA EL ROTOR.
- C03 LLAVE PARA CAMBIO DE ROTOR, SI LO REQUIERE.
- C04 LLAVE DE SEGURIDAD EN CASO DE BLOQUEO DE PANEL POR FALLA; SI LO REQUIERE.
- CO5 UNA (01) UPS "ON LINE" DE DOBLE CONVERSIÓN AC/DC DC/AC Y TRANSFORMADOR DE AISLAMIENTO INTERNO A LA SALIDA; VOLTAJE DE ENTRADA : 220V ± 10% O MAYOR; VOLTAJE DE SALIDA: 220V ± 3% O MENOR; CAPACIDAD DE POTENCIA EN SALIDA 25% O MÁS, SUPERIOR A LA POTENCIA DEL EQUIPO; AUTONOMÍA DE BATERÍA MÍNIMO DIEZ (10) MINUTOS A CARGA MÁXIMA.

### D REQUERIMIENTO DE ENERGÍA

D01 220 V / 60 Hz (TOLERANCIA SEGÚN EL CÓDIGO NACIONAL DE ELECTRICIDAD).

#### Nota:

Tener en cuenta el destino geográfico y las condiciones ambientales, para el correcto funcionamiento de pantallas del tipo cristal líquido.



Firmado digitalmente por HILDEBRANDT PINEDO Lida Esther FAU 20131257750 soft Motivo: Soy el autor del documento Fecha: 20.11.2025 16:39:23 -05:00 IETSI - ESSALUD

DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN DE TECNOLOGÍAS SANITARIA
SUBDIRECCIÓN DE EVALUACIÓN DE DISPOSITIVOS MEDICOS Y EQUIPOS BIOMEDICOS

24 NOV 2025

FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA