

<b>FICHA TECNICA</b>
<b>CÓDIGO SAP: 40090028</b>
DENOMINACIÓN DEL EQUIPO : EQUIPO DE GASTO CARDIACO UNIDAD FUNCIONAL (SERVICIO): UCI, CARDIOLOGÍA TIPO DE PACIENTES : ADULTOS
<b>DEFINICIÓN FUNCIONAL</b>
DISPOSITIVO MÉDICO UTILIZADO PARA MEDIR LA CANTIDAD DE SANGRE QUE EL CORAZÓN BOMBEA POR MINUTO, EL CUAL SE PUEDE INTREPRETAR COMO EL GASTO CARDIACO. EXISTEN DISTINTAS FORMAS DE MEDIR EL GASTO CARDIACO, ENTRE LAS CUALES PUEDEN USARSE METODOS INVASIVOS, NO INVASIVOS Y MINIMAMENTE INVASIVO.
<b>REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS</b>
<p><b>A GENERALES</b></p> <p>A01 EQUIPO PORTÁTIL</p> <p>A02 PESO MENOR O IGUAL A 6 kg</p> <p>A03 TÉCNICA MINIMAMENTE INVASIVA</p> <p>A04 REGISTRO DE EVENTOS Y/O TENDENCIAS</p> <p>A05 INTERFACE DE COMUNICACIÓN (RS-232, USB O SIMILAR)</p> <p><b>PANTALLA</b></p> <p>A06 PANTALLA DIGITAL A COLOR LCD, LED, OLED O MEJOR TECNOLOGÍA</p> <p>A07 VISUALIZACIÓN DE CURVAS Y VALORES NUMÉRICOS DE PARÁMETROS DE MEDICIÓN</p> <p><b>PARÁMETROS DE MEDICIÓN</b></p> <p>A08 GASTO CARDIACO (CO), EXPRESADO EN L/min</p> <p>A09 CÁLCULO DE OTROS PARÁMETROS: FRECUENCIA CARDIACA (HR), INDICE CARDIACO (CI), VOLUMEN DE EYECCIÓN (SV), PRESIÓN ARTERIAL MEDIA (MAP), COMO MÍNIMO</p> <p><b>B ACCESORIOS</b></p> <p>La cantidad es referencial, el usuario podrá definir las cantidades de acuerdo a sus necesidades</p> <p>B01 QUINCE (15) SETS COMPLETOS DESCARTABLES PARA EL USO DEL EQUIPO</p> <p>B02 COCHE RODABLE PARA TRANSPORTE DEL EQUIPO Y ACCESORIOS</p> <p><b>C REQUERIMIENTO DE ENERGÍA</b></p> <p>C01 220V/60Hz (CON TOLERANCIAS SEGÚN EL CÓDIGO NACIONAL DE ELECTRICIDAD)</p>