

FICHA TÉCNICA

1. Denominación técnica:	ALMOHADILLA DE GEL DE POLÍMERO PARA PROTECCIÓN DE TALÓN
2. Unidad de medida:	UN
3. Grupo o Familia:	Cardiología Clínica, Cirugía Cardiovascular, Cardiopediatría, Centro quirúrgico, Hemodinámica, UCI, Cirugía Plástica y Reparadora, Otras áreas
4. Código SAP:	a) 020106975 Almohadilla de gel de polímero para protección de talón
5. Descripción General:	Dispositivo diseñado para la protección y posicionamiento del talón, que proporciona redistribución de la presión en esta zona anatómica durante procedimientos quirúrgicos y estancias hospitalarias prolongadas, evitando las lesiones por presión.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

6. Indicación de uso:

- Para su uso en pacientes adultos y pediátricos durante procedimientos quirúrgicos en sala de operaciones, hospitalización en áreas críticas y otras situaciones que impliquen presión sostenida sobre el talón.

7. Materiales y Características del dispositivo:

ESQUEMA:



Fig.1: Almohadilla de gel de polímero para protección de talón (no incluye diseño)

MATERIAL

- Gel de polímero viscoelástico o gel de silicona.

CARACTERÍSTICAS

- Textura suave, con resistencia al cizallamiento.
- Provee un ambiente de temperatura uniforme, reduciendo el riesgo de puntos calientes.
- Compatible con el uso de manta térmica.



IETSI - ESSALUD
DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN DE TECNOLOGÍAS SANITARIA
SUBDIRECCIÓN DE EVALUACIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS Y EQUIPOS BIOMÉDICOS

19 FEB 2026

FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA

- Reutilizable, libre de látex.
- Superficie lisa y no porosa, que no absorbe humedad ni fluidos.
- Radiolúcido.
- Permite la redistribución uniforme de la presión en el área del talón.
- De fácil limpieza y desinfección.

8. Condición Biológica:

- Aséptico o no estéril.

9. Dimensiones:

Longitud (cm)	Ancho (cm)	Espesor (cm)
Entre 15 cm y 45 cm	Entre 10 cm y 30 cm	≥ 1 cm

* La dimensión será definida según requerimiento del área usuaria.

OTRAS CARACTERÍSTICAS

Características del envase:

- Que garantice las propiedades físicas, condiciones biológicas e integridad del producto durante el almacenamiento, transporte y distribución del dispositivo médico.
- Exento de partículas extrañas, rebabas y aristas cortantes.

Rotulado:

Debe ser legible e indeleble y debe contener la siguiente información:

- Nombre del Producto.
- País de fabricación.
- Fecha de vencimiento (si aplica).
- Condiciones de almacenamiento.
- Hoja de seguridad, cuando aplique.
- Nombre o razón social de fabricante, importador o distribuidor, según corresponda, así como su número de Registro Único del Contribuyente (RUC).

CONTROL DE CALIDAD

El dispositivo estará sujeto al control de calidad en el Centro Nacional de Control de Calidad o cualquiera de los laboratorios autorizados que conforman la Red de Laboratorios Oficiales de Control de Calidad del país".