

CÓDIGO SAP	DENOMINACIÓN COMPLETA	UM	NIVEL DE USO	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
020104616	Prueba rápida dual VIH/SÍFILIS	PBA	I - III	<p>PRESENTACIÓN: Kit (caja) para 25 determinaciones a más. Las tiras deben estar dentro de un dispositivo (casette), cubiertos individualmente en un empaque de aluminio herméticamente sellado. La tira debe ser de fondo de color blanco, que permita leer con claridad las bandas de control y de reacción de VIH 1 y 2 y <i>Treponema pallidum</i>. Se requiere que el dispositivo contenga un solo pozo que permita colocar tanto el diluyente como la muestra en la zona absorbente de la tira. El cassette debe tener rotulado el nombre de la prueba a realizar (VIH/Sífilis). Debe cumplir las exigencias normativas vigentes en su fabricación y uso, conforme a su registro sanitario.</p> <p>METODOLOGÍA: Ensayo inmunocromatográfico de flujo lateral para la detección simultánea de anticuerpos anti VIH-1,2 y <i>Treponema pallidum</i>. VIH: Sensibilidad y especificidad mayor a 99%. Sífilis: sensibilidad mayor o igual a 98% y especificidad mayor o igual a 99%. Tiempo de duración de la prueba no mayor a 20 minutos.</p> <p>ACCESORIOS: Deberá incluir un dispensador de muestra (pipetas, capilares descartables o gotero plástico), debidamente marcado con el volumen de muestra requerido para la prueba. Asimismo, un frasco o gotero con buffer diluyente.</p> <p>MUESTRA BIOLÓGICA: Sangre total, suero y/o plasma</p> <p>USO: Tamizaje de VIH y Sífilis</p>