

FICHA TÉCNICA

CÓDIGO SAP: 020600001

DENOMINACIÓN COMPLETA : ANDADOR DESLIZABLE DE ADULTOS CON DOS RUEDAS DELANTERAS
UNIDAD FUNCIONAL : MEDICINA FÍSICA - REHABILITACIÓN
PACIENTES : ADULTOS

DEFINICIÓN FUNCIONAL

DISPOSITIVO MÉDICO DE AYUDA PARA LA MARCHA DESTINADO A USUARIOS ADULTOS CON ALTERACIONES PERMANENTES DE LA MOVILIDAD. DISEÑADO PARA BRINDAR ESTABILIDAD, FACILITAR UN DESPLAZAMIENTO CONTINUO Y SEGURO, Y PERMITIR UN SOPORTE PARCIAL DEL PESO CORPORAL. CONTRIBUYE A MEJORAR EL EQUILIBRIO, REDUCIR EL RIESGO DE CAÍDAS Y FAVORECER LA SEGURIDAD DURANTE LA DEAMBULACIÓN. SU USO DEBE REALIZARSE BAJO PRESCRIPCIÓN DE UN MÉDICO ESPECIALISTA EN REHABILITACIÓN.

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS



(LA IMAGEN ES SOLO REFERENCIAL, NO INCLUYE EL DISEÑO NI MODELO)

A GENERALES

- A01 ESTRUCTURA PRINCIPAL TUBULAR EN DURALUMINIO O ALUMINIO ANODIZADO DE ALTA RESISTENCIA.
- A02 ESTRUCTURA PLEGABLE, PARA SU FÁCIL TRANSPORTE.
- A03 BARRAS O TUBOS CON SISTEMA TELESCÓPICO, QUE PERMITAN ADAPTAR EL ANDADOR A LA ALTURA DEL USUARIO.
- A04 PIN DE BLOQUEO O SEGURO DE ALTURA PARA CADA BARRA O TUBO TELESCÓPICO, PIN DE COBRE O DURALUMINIO.
- A05 PERILLAS O ROSCAS DE AJUSTE PARA FIJAR LAS ALTURAS DE LAS BARRAS O TUBOS TELESCÓPICOS.
- A06 REGATONES DE GOMA ANTIDESLIZANTES PARA MAYOR ESTABILIDAD Y SEGURIDAD.
- A07 MANGOS O EMPUÑADURAS ERGONÓMICAS Y CÓMODAS.

B COMPONENTES

RUEDAS

- B01 RUEDAS DELANTERAS FIJAS DE PVC O POLIURETANO RÍGIDOS DE ALTA RESISTENCIA.
- B02 TAMAÑO DE LAS RUEDAS DELANTERAS DE 5" A 7".

C DIMENSIONES (VÉASE NOTA 1)

- C01 ALTURA REGULABLE: ENTRE 75 CM Y 95 CM.
- C02 ANCHO TOTAL: ENTRE 50 CM Y 60 CM.
- C03 PESO DEL ANDADOR: 1.5 KG A 3 KG.

NOTA 1: El usuario definirá las dimensiones del andador, las cuales estarán de acuerdo con las medidas antropométricas del paciente.

