

FICHA TÉCNICA

CÓDIGO SAP: 020600115

DENOMINACIÓN COMPLETA : ANDADOR DESLIZABLE DE NIÑOS CON DOS RUEDAS DELANTERAS
UNIDAD FUNCIONAL : MEDICINA FÍSICA - REHABILITACIÓN
PACIENTES : NIÑOS

DEFINICIÓN FUNCIONAL

DISPOSITIVO MÉDICO DE AYUDA PARA LA MARCHA DESTINADO A PACIENTES PEDIÁTRICOS CON LIMITACIONES PERMANENTES DE LA MOVILIDAD. DISEÑADO PARA PROPORCIONAR ESTABILIDAD, FAVORECER EL EQUILIBRIO, PERMITIR EL SOPORTE PARCIAL DEL PESO CORPORAL Y FACILITAR EL DESPLAZAMIENTO MEDIANTE UN PATRÓN DE MARCHA MÁS CONTINUO Y SEGURO DURANTE LOS PROCESOS DE REHABILITACIÓN O EN LAS ACTIVIDADES DE LA VIDA DIARIA. SU USO DEBE REALIZARSE BAJO PRESCRIPCIÓN DE UN MÉDICO ESPECIALISTA EN REHABILITACIÓN.

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS



(LA IMAGEN ES SOLO REFERENCIAL, NO INCLUYE EL DISEÑO NI MODELO)

A GENERALES

- A01 ESTRUCTURA PRINCIPAL TUBULAR EN DURALUMINIO O ALUMINIO ANODIZADO DE ALTA RESISTENCIA.
- A02 ESTRUCTURA PLEGABLE, PARA SU FÁCIL TRANSPORTE.
- A03 BARRAS O TUBOS CON SISTEMA TELESCÓPICO, QUE PERMITAN ADAPTAR EL ANDADOR A LA ALTURA DEL USUARIO.
- A04 PIN DE BLOQUEO O SEGURO DE ALTURA PARA CADA BARRA O TUBO TELESCÓPICO, PIN DE COBRE O DURALUMINIO.
- A05 PERILLAS O ROSCAS DE AJUSTE PARA FIJAR LAS ALTURAS DE LAS BARRAS O TUBOS TELESCÓPICOS.
- A06 REGATONES DE GOMA ANTIDESLIZANTES PARA MAYOR ESTABILIDAD Y SEGURIDAD.
- A07 MANGOS O EMPUÑADURAS ERGONÓMICAS Y CÓMODAS.

B COMPONENTES

RUEDAS

- B01 RUEDAS DELANTERAS FIJAS DE PVC O POLIURETANO RÍGIDOS DE ALTA RESISTENCIA.
- B02 TAMAÑO DE LAS RUEDAS DELANTERAS DE 4" A 6".

C DIMENSIONES (VÉASE NOTA 1)

- C01 ALTURA REGULABLE: ENTRE 40 CM Y 75 CM.
- C02 ANCHO TOTAL: ENTRE 45 CM Y 65 CM.
- C03 PESO DEL ANDADOR: 1.5 KG A 2.5 KG.

NOTA 1: El usuario definirá las dimensiones del andador, las cuales estarán de acuerdo con las medidas antropométricas del paciente.

