

FICHA TÉCNICA

CÓDIGO SAP: 020600117

DENOMINACIÓN COMPLETA : ANDADOR FIJO NIÑOS SIN RUEDAS Y GRADUABLE
UNIDAD FUNCIONAL : MEDICINA FÍSICA - REHABILITACIÓN
PACIENTES : NIÑOS

DEFINICIÓN FUNCIONAL

DISPOSITIVO MÉDICO DE AYUDA PARA LA MARCHA DESTINADO A PACIENTES PEDIÁTRICOS CON DISMINUCIÓN DE LA CAPACIDAD FUNCIONAL PARA CAMINAR. DISEÑADO PARA PROPORCIONAR SOPORTE PARCIAL DEL PESO CORPORAL, MEJORAR EL EQUILIBRIO Y LA ESTABILIDAD DURANTE LA DEAMBULACIÓN, REQUIRIENDO EL LEVANTAMIENTO COMPLETO DEL DISPOSITIVO PARA AVANZAR EN CADA CICLO DE MARCHA. SU USO DEBE REALIZARSE BAJO PRESCRIPCIÓN DE UN MÉDICO ESPECIALISTA EN REHABILITACIÓN.

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS



(LA IMAGEN ES SOLO REFERENCIAL, NO INCLUYE EL DISEÑO NI MODELO)

A GENERALES

- A01 ESTRUCTURA PRINCIPAL TUBULAR EN DURALUMINIO O ALUMINIO ANODIZADO DE ALTA RESISTENCIA .
- A02 ESTRUCTURA PLEGABLE, PARA SU FÁCIL TRANSPORTE.
- A03 BARRAS O TUBOS CON SISTEMA TELESCÓPICO, QUE PERMITAN ADAPTAR EL ANDADOR A LA ALTURA DEL USUARIO.
- A04 PIN DE BLOQUEO O SEGURO DE ALTURA PARA CADA BARRA O TUBO TELESCÓPICO, PIN DE COBRE O DURALUMINIO.
- A05 PERILLAS O ROSCAS DE AJUSTE PARA FIJAR LAS ALTURAS DE LAS BARRAS O TUBOS TELESCÓPICOS.
- A06 REGATONES DE GOMA ANTIDESLIZANTES PARA MAYOR ESTABILIDAD Y SEGURIDAD.
- A07 MANGOS O EMPUÑADURAS ERGONÓMICAS Y CÓMODAS.

B DIMENSIONES (VÉASE NOTA 1)

- B01 ALTURA REGULABLE: ENTRE 40 CM Y 75 CM.
- B02 ANCHO TOTAL: ENTRE 45 CM Y 65 CM.
- B03 PESO DEL ANDADOR: 1.5 KG A 2.5 KG.

NOTA 1: El usuario definirá las dimensiones del andador, las cuales estarán de acuerdo con las medidas antropométricas del paciente.