

FICHA TÉCNICA	
DENOMINACIÓN: CAJA DE LENTES Y MONTURA DE PRUEBA PARA OFTALMOLOGÍA	
CODIGO SAP: 020700025	
UNIDADES FUNCIONALES (SERVICIOS)	
OFTALMOLOGÍA, UPSS DE CONSULTA EXTERNA, ENTRE OTRAS ÁREAS	
DEFINICIÓN FUNCIONAL	
SISTEMA DE DIAGNÓSTICO COMPUESTO DE UNA MONTURA MECÁNICA AJUSTABLE Y UNA CAJA CONTENEDORA DE LENTES DE PRUEBA, QUE PERMITEN EN CONJUNTO REALIZAR LOS PROCEDIMIENTOS DE EXAMINACIÓN DE LAS CAPACIDADES VISUALES DEL PACIENTE. LA MONTURA ES UN DISPOSITIVO MECÁNICO ÓPTICO, CON MECANISMO DE INTERCAMBIO DE LENTES DE PRUEBA. EL CONJUNTO DE LENTES, PROVISTAS DE UN ARMAZÓN METÁLICO, ABARCA LAS POTENCIAS DIÓPTRICAS NECESARIAS PARA DETERMINAR EL ESTADO REFRACTIVO DEL PACIENTE, INCLUYENDO LENTES ESFÉRICAS NEGATIVAS, LENTES ESFÉRICAS POSITIVAS, LENTES CILÍNDRICAS NEGATIVAS, LENTES CILÍNDRICAS POSITIVAS Y LENTES PRISMÁTICAS.	
REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS	
I COMPONENTES	
	LENTE DE PRUEBA
I.1	TODOS LOS LENTES DE PRUEBA DEBEN SER DE VIDRIO CON BORDE METÁLICO.
I.2	TREINTA Y CUATRO (34) O MÁS PARES DE LENTES ESFÉRICAS NEGATIVAS: DE 0.25D A 20.00D O RANGO MÁS AMPLIO.
I.3	TREINTA Y CUATRO (34) O MÁS PARES DE LENTES ESFÉRICAS POSITIVAS: DE 0.25D A 20.00D O RANGO MÁS AMPLIO.
I.4	DIECISIETE (17) O MÁS PARES DE LENTES CILÍNDRICAS NEGATIVAS: DE 0.25D A 6.00D O RANGO MÁS AMPLIO.
I.5	DIECISIETE (17) O MÁS PARES DE LENTES CILÍNDRICAS POSITIVAS: DE 0.25D A 6.00D O RANGO MÁS AMPLIO.
I.6	NUEVE (09) O MÁS LENTES PRISMÁTICAS.
	MONTURA DE PRUEBA
I.7	UNA (01) MONTURA DE PRUEBA CON ESTRUCTURA PRINCIPAL FABRICADA EN METAL, DEL MISMO FABRICANTE DE LOS LENTES DE PRUEBA O COMPATIBLE CON ESTOS.
I.8	PESO TOTAL MENOR O IGUAL A 100 GRAMOS.
I.9	PUENTE O REPOSA NARIZ GRADUABLE.
I.10	DISTANCIA INTERPUPILAR GRADUABLE.
I.11	CON ESCALAS GRADUADAS PARA EL POSICIONAMIENTO DE LOS LENTES.
I.12	CON AROS GIRATORIOS QUE PERMITAN ALOJAR TRES (03) O MÁS LENTES SIMULTÁNEAMENTE POR CADA OJO.
I.13	LONGITUD E INCLINACIÓN DE LAS VARILLAS GRADUABLE.
II ACCESORIOS	
	PERIFÉRICOS/ ADITAMENTOS
II.1	UNA (01) CAJA METÁLICA PARA TRANSPORTAR LA MONTURA Y LENTES DE PRUEBA, RECUBIERTA EN SU INTERIOR PARA EL CUIDADO DE LOS COMPONENTES.

 Firmado digitalmente por
SOLIS RICRA Jenner Ivan FAU
20131257750 soft
Motivo: Soy el autor del documento.
Fecha: 03.08.2026 18:31:50-0500

 Firmado digitalmente por
SOTO BARBA Marco Miguel FAU
20131257750 soft
Motivo: Soy el autor del documento.
Fecha: 10.08.2026 07:44:01-0500

IETSI - ESSALUD
DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN DE TECNOLOGÍAS SANITARIA
SUBDIRECCIÓN DE EVALUACIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS Y EQUIPOS BIOMÉDICOS

11 AGO 2026

FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA