

CÓDIGO SAP	DENOMINACIÓN COMPLETA	UM	NIVEL DE USO	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
030101944	Identificación + antibiograma de bacterias gram negativas urinarios	PBA	Ila, I Ib, IIc, III	PRESENTACIÓN: Panel o tarjeta para la identificación bioquímica y determinación de la sensibilidad antimicrobiana de bacterias gram negativas, asociadas a infecciones urinarias. Ambas características pueden presentarse en un solo panel o tarjeta, o en dos paneles o tarjetas separados, en envase adecuado. Tiempo de expiración no menor de seis (06) meses a partir de la fecha de entrega. METODOLOGÍA: Identificación mediante set de sustratos bioquímicos y determinación de la sensibilidad antimicrobiana mediante concentración mínima inhibitoria (CMI), con lectura fotométrica automatizada por transmitancia, colorimetría o fluorescencia. ACCESORIOS: Controles, complementos o consumibles necesarios de acuerdo con la metodología, que permitan la realización completa de la prueba. MUESTRA BIOLÓGICA: Cepa única (cepa primaria) de bacterias gram negativas, obtenida de cultivos de muestras clínicas asociadas a infecciones urinarias. EQUIPO: Compatible con equipos institucionales o definidos por el usuario final.