

| CÓDIGO SAP | DENOMINACIÓN COMPLETA | UM  | NIVEL DE USO | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------|-----------------------|-----|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 030106351  | Antisuero para EGFR   | CM3 | III          | <p><b>PRESENTACIÓN:</b> Anticuerpo primario monoclonal o policlonal para la detección de la proteína EGFR (receptor del factor de crecimiento epidérmico), en envase herméticamente sellado, no reenvasado. El usuario final determinará la presentación y volumen según su necesidad (Anticuerpo concentrado o prediluido). Tiempo de expiración no menor de doce (12) meses a partir de la fecha de entrega.</p> <p><b>METODOLOGÍA:</b> Inmunohistoquímica.</p> <p><b>ACCESORIOS:</b> Controles, solución de lavado, sistema de detección y consumibles necesarios (como el reactivo de recuperación antigénica específico) de acuerdo con la metodología, que permitan la realización completa de la prueba.</p> <p><b>MUESTRA BIOLÓGICA:</b> Tejido humano fijado con formalina tamponada y embebido en parafina.</p> <p><b>EQUIPO:</b> El (Los) equipo(s) será(n) definido(s) por el usuario final.</p> |