

CÓDIGO SAP	DENOMINACIÓN COMPLETA	UM	NIVEL DE USO	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
030103871	Anticuerpo anti <i>Mycoplasma pneumoniae</i> IgG	PBA	III	PRESENTACIÓN: Kit para la detección de anticuerpos IgG contra <i>Mycoplasma pneumoniae</i>, en empaque adecuado. Tiempo de expiración no menor de seis (06) meses a partir de la fecha de entrega. METODOLOGÍA: Enzimoinmunoensayo, inmunoensayo por quimioluminiscencia o variantes. ACCESORIOS: Calibradores, controles, complementos o consumibles de acuerdo con la metodología, que permitan la realización completa de la prueba. MUESTRA BIOLÓGICA: Suero y/o plasma. EQUIPO: El (Los) equipo(s) será(n) definido(s) por el usuario final.


EsSalud

Firmado digitalmente por
SOLIS RICRA Jenner Ivan FAU
20131257750 soft
Motivo: Soy el autor del documento.
Fecha: 10.09.2026 08:08:06-0500


EsSalud

Firmado digitalmente por
SOTO BARBA Marco Miguel FAU
20131257750 soft
Motivo: Soy el autor del documento.
Fecha: 11.09.2026 18:32:17-0500

IETSI - ESSALUD
DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN DE TECNOLOGÍAS SANITARIA
SUBDIRECCIÓN DE EVALUACIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS Y EQUIPOS BIOMÉDICOS

16 SET 2026

FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA