

CÓDIGO SAP	DENOMINACIÓN COMPLETA	UM	NIVEL DE USO	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
030104425	Test de vitamina B12	PBA	IIb-III	PRESENTACIÓN: Kit de reactivos para la determinación cuantitativa de vitamina B12, en empaque apropiado. Estabilidad de uso no menor de 14 días. Tiempo de expiración no menor de seis (06) meses a partir de la fecha de entrega. METODOLOGÍA: Quimioluminiscencia convencional o variante. ACCESORIOS: Calibradores, controles, diluyente de muestra, complementos o consumibles necesarios de acuerdo con la metodología, que permita la realización completa de la prueba. MUESTRA BIOLÓGICA: Suero o plasma. EQUIPO: El (Los) equipo(s) será(n) definido(s) por el usuario final.


EsSalud

Firmado digitalmente por
SOLIS RICRA Jenner Ivan FAU
20131257750 soft
Motivo: Soy el autor del documento.
Fecha: 10.09.2026 08:12:09-0500


EsSalud

Firmado digitalmente por
SOTO BARBA Marco Miguel FAU
20131257750 soft
Motivo: Soy el autor del documento.
Fecha: 15.09.2026 14:32:08-0500

IETSI - ESSALUD
DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN DE TECNOLOGÍAS SANITARIA
SUBDIRECCIÓN DE EVALUACIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS Y EQUIPOS BIOMÉDICOS

17 SET 2026

FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA