


PG-66	30103441	Colorante Violeta de Genciana	G	I-III	PRESENTACIÓN: Colorante Violeta de Genciana en Frasco por 25 ó 100 gr., herméticamente sellado, no reenvasado. Sinónimo: Violeta Cristal. Tiempo de Expiración no menor de 1 año a partir de la fecha de entrega. CARACTERÍSTICAS: Certificación BSC, Concentración 88%. USO: Microscopía.
PG-67	30101175	Colorante Wright BSC	G	I-III	PRESENTACIÓN: Colorante Wright BSC en Frasco por 25 ó 100 gr., herméticamente sellado, no reenvasado. Tiempo de Expiración no menor de 1 año a partir de la fecha de entrega. CARACTERÍSTICAS: Certificación BSC. USO: Microscopía.
PG-68	30104615	Criovial de Polipropileno 2.0 ml. NO VIGENTE	UN	I-III	PRESENTACIÓN: Crioviales en Bolsa de 100 ó más unidades. CARACTERÍSTICAS: Tubo de Polipropileno, de 2 ml. de capacidad, Graduación opcional. Tapa de Polietileno tapa a rosca con cierre hermético. ACCESORIOS: 1 Soporte de 30 a 100 viales, por cada 10,000 unidades USO: Almacenamiento de Fluidos Biológicos y Soluciones Analíticas.
PG-69	30105370	Criovial de Polipropileno 5.0 ml.	UN	III	PRESENTACIÓN: Crioviales en Bolsa de 100 ó más unidades. CARACTERÍSTICAS: Tubo de Polipropileno, de 5 ml. de capacidad, graduación opcional. Tapa de Polietileno tapa a rosca con cierre hermético. ACCESORIOS: 1 Soporte de 30 a 100 viales, por cada 10,000 unidades. USO: Almacenamiento de Fluidos Biológicos y Soluciones Analíticas.
PG-70	30104624	Depósito de reactivo para pipeta multicanal	UN	IIC-III	PRESENTACIÓN: Depósito de Plástico con Tapa. CARACTERÍSTICAS: Depósito y Tapa de Polietileno o Polipropileno, fondo en "V", capacidad mínima 50 ml.. USO: Para cargado de reactivos con pipetas multicanales de 8 a 12 canales.
PG-71	30105393	Detergente aniónico y no iónico PH 7.5 para lavar material de vidrio	CM3	I-III	PRESENTACIÓN: Detergente aniónico y no iónico en Frasco por 2000 ml. ó más, herméticamente sellado, no reenvasado. Tiempo de Expiración no menor de 1 año a partir de la fecha de entrega. CARACTERÍSTICAS: Detergente Iónico y no Aniónico, Concentrado, pH neutro de 7.2 a 7.5, Biodegradable. USO: Lavado Manual de Material de Laboratorio.
PG-72	30103802	Dithiothreitol (DTT) p.a.	G	III	PRESENTACIÓN: Dithiothreitol (DTT) p.a. en Frasco por 25 ó 100 gr., herméticamente sellado, no reenvasado. Tiempo de Expiración no menor de 1 año a partir de la fecha de entrega. CARACTERÍSTICAS: Concentración mínima 99%. USO: Para Análisis.



000248