



FICHA TÉCNICA	
I. DESCRIPCIÓN	
I.1	ARCHIVADOR PARA BLOQUE DE PARAFINA
	CÓDIGO SAP: 070010186
II. DEFINICIÓN	
II.1	Mobiliario metálico modular diseñado para el almacenamiento, organización y clasificación de bloques de muestras incluidas en parafina.
III. APLICACIÓN	
III.1	Mobiliario utilizado en áreas asistenciales como anatomía patológica y patología quirúrgica. este mobiliario está a disposición del personal de laboratorio y otros profesionales de la salud.
IV. PARTES, ACCESORIOS E INSUMOS	
IV.1	Una (01) estructura principal.
IV.2	Un (01) juego de cajones.
IV.3	Una (01) base.
V. CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS	
V.1	Estructura principal fabricada con plancha de acero inoxidable AISI 304-2B de 1,0 mm de espesor como mínimo, con capacidad de módulos apilables y diseño general ergonómico. Con base para mayor estabilidad.
V.2	Juego de cinco (05) o más cajones, fabricados con acero inoxidable AISI 304-2B de 1,0 mm de espesor como mínimo, para almacenar 4000 o más bloques.
V.3	Cajones con topes o frenos de seguridad, con guías metálicas extraíbles para distribución de los bloques de parafina, con ranuras para tarjetas para una fácil identificación.
V.4	Base fabricada con plancha de acero inoxidable AISI 304-2B de 1,0 mm de espesor como mínimo.
V.5	Dimensiones aproximadas: (tolerancia máxima de +/- 1 %) Largo total: 480 mm o mayor. Ancho total: 450 mm o mayor. Alto total: 360 mm o mayor.
V.6	Soldadura: todas las uniones irán soldadas eléctricamente con soldadura tipo TIG o superior, que asegure el buen acabado y alta resistencia de los materiales.
VI. CONTROL DE CALIDAD	
VI.1	Informe técnico de Ensayos de Laboratorio para el cumplimiento de las siguientes Normas Técnicas:
	• NTP 260.030:2018 MUEBLES. Armarios y muebles similares. Métodos de ensayo para determinar la estabilidad
	Estabilidad del armario descargado
	Estabilidad con cargas verticales en las partes móviles
	• NTP ISO 7170:2023 Muebles. Unidades de almacenamiento. Métodos de ensayo para la determinación de la resistencia, durabilidad y estabilidad
	Ensayo para estructura, bastidor inferior y/o patas
	Resistencia de los elementos de extensión (cajones)
	Durabilidad de los elementos de extensión (cajones)

	Ensayo de cierre brusco de los elementos de extensión																																										
	Ensayo de apertura brusca de los elementos de extensión																																										
	Desplazamiento del fondo de los elementos de extensión (cajones)																																										
•	NTP 260.049:2019 MUEBLES. Armarios guardarropa con o sin llave para uso institucional. Métodos de ensayo para la determinación de resistencia, durabilidad y estabilidad																																										
	Capa de pintura - Ensayo de resistencia de la pintura al óxido sobre las partes metálicas																																										
	Durabilidad - Resistencia a la humedad																																										
	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Cantidad de Muestra para Prueba</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2">Norma de Referencia: ISO 2859-1</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Plan de muestreo Simple para inspección Normal</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Nivel de Inspección: S-2</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Límite de Aceptación (LCA): 2.5</td> </tr> <tr> <th>Tamaño de Lote</th><th>Cantidad de muestra</th></tr> <tr> <td>2 a 8</td><td>2</td></tr> <tr> <td>9 a 15</td><td>2</td></tr> <tr> <td>16 a 25</td><td>2</td></tr> <tr> <td>26 a 50</td><td>3</td></tr> <tr> <td>51 a 90</td><td>3</td></tr> <tr> <td>91 a 150</td><td>3</td></tr> <tr> <td>151 a 280</td><td>5</td></tr> <tr> <td>281 a 500</td><td>5</td></tr> <tr> <td>501 a 1200</td><td>5</td></tr> <tr> <td>1201 a 3200</td><td>8</td></tr> <tr> <td>3201 a 10000</td><td>8</td></tr> <tr> <td>10001 a 35000</td><td>8</td></tr> <tr> <td>35001 a 150000</td><td>13</td></tr> <tr> <td>150001 a 500000</td><td>13</td></tr> <tr> <td>500001 a más</td><td>13</td></tr> </tbody> </table>	Cantidad de Muestra para Prueba		Norma de Referencia: ISO 2859-1		Plan de muestreo Simple para inspección Normal		Nivel de Inspección: S-2		Límite de Aceptación (LCA): 2.5		Tamaño de Lote	Cantidad de muestra	2 a 8	2	9 a 15	2	16 a 25	2	26 a 50	3	51 a 90	3	91 a 150	3	151 a 280	5	281 a 500	5	501 a 1200	5	1201 a 3200	8	3201 a 10000	8	10001 a 35000	8	35001 a 150000	13	150001 a 500000	13	500001 a más	13
Cantidad de Muestra para Prueba																																											
Norma de Referencia: ISO 2859-1																																											
Plan de muestreo Simple para inspección Normal																																											
Nivel de Inspección: S-2																																											
Límite de Aceptación (LCA): 2.5																																											
Tamaño de Lote	Cantidad de muestra																																										
2 a 8	2																																										
9 a 15	2																																										
16 a 25	2																																										
26 a 50	3																																										
51 a 90	3																																										
91 a 150	3																																										
151 a 280	5																																										
281 a 500	5																																										
501 a 1200	5																																										
1201 a 3200	8																																										
3201 a 10000	8																																										
10001 a 35000	8																																										
35001 a 150000	13																																										
150001 a 500000	13																																										
500001 a más	13																																										



MOBILIARIO CLÍNICO

MC-094

DESCRIPCIÓN: ARCHIVADOR PARA BLOQUE
DE PARAFINA

CÓDIGO SAP: 070010186

IETSI - ESSALUD
DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN DE TECNOLOGÍAS SANITARIAS
SUBDIRECCIÓN DE EVALUACIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS Y EQUIPOS BIOMÉDICOS

21 OCT 2026

FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA