

# ANATOMIA PATOLOGICA

| CÓDIGO<br>ESP<br>ABREVIADO | CÓDIGO<br>SAP | DENOMINACIÓN COMPLETA                                       | UM  | NIVEL DE<br>USO | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------|-----|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AP-101                     | 30106057      | Antisuero para fibrinógeno conjugado con fluoresceína       | CM3 | III             | PRESENTACIÓN: Antisuero anti fibrinógeno conjugado con fluoresceína. Frasco de antisuero concentrado hasta por 2 CM3 ó antisuero prediluido (1CM3 equivale a 10 pruebas), herméticamente sellado, no reenvasado; el usuario final determinará la presentación y cantidad de volumen según su necesidad (antisuero concentrado ó diluido). . Tiempo de expiración no menor de 1 año a partir de la fecha de entrega.<br>CARACTERÍSTICAS: Anticuerpo antihumano marcado con Isotiocianato de Fluoresceína.<br>METODOLOGÍA: Inmunohistoquímica por Inmunofluorescencia Directa.                                                                                                                                                                                      |
| AP-102                     | 30106378      | Antisuero para FLI-1                                        | CM3 | III             | PRESENTACIÓN: Antisuero anti FLI-1. Frasco de antisuero concentrado hasta por 1 CM3 ó antisuero prediluido (1CM3 equivale a 10 pruebas), herméticamente sellado, no reenvasado; el usuario final determinará la presentación y cantidad de volumen según su necesidad (antisuero concentrado ó diluido). . Tiempo de expiración no menor de 1 año a partir de la fecha de entrega.<br>CARACTERÍSTICAS: Anticuerpo monoclonal ó policlonal para tejido fijado en formol y embebido en parafina. Debe incluir recuperador antigénico específico cuando el tipo de anticuerpo lo requiera. El usuario determinará el tipo de anticuerpo (monoclonal ó policlonal)<br>METODOLOGÍA: Inmunohistoquímica (manual ó automatizado).                                        |
| AP-103                     | 30104758      | Antisuero para fosfatasa ácida prostática                   | CM3 | III             | PRESENTACIÓN: Antisuero anti Fosfatasa ácida prostática ó PSAP. Frasco de antisuero concentrado hasta por 1 CM3 ó antisuero prediluido (1CM3 equivale a 10 pruebas), herméticamente sellado, no reenvasado; el usuario final determinará la presentación y cantidad de volumen según su necesidad (antisuero concentrado ó diluido). . Tiempo de expiración no menor de 1 año a partir de la fecha de entrega.<br>CARACTERÍSTICAS: Anticuerpo monoclonal ó policlonal para tejido fijado en formol y embebido en parafina. Debe incluir recuperador antigénico específico cuando el tipo de anticuerpo lo requiera. El usuario determinará el tipo de anticuerpo (monoclonal ó policlonal)<br>METODOLOGÍA: Inmunohistoquímica (manual ó automatizado).            |
| AP-104                     | 30106049      | Antisuero para Fosfatasa alcalina placentaria humana (PLAP) | CM3 | III             | PRESENTACIÓN: Antisuero anti Fosfatasa alcalina placentaria humana (PLAP). Frasco de antisuero concentrado hasta por 1 CM3 ó antisuero prediluido (1CM3 equivale a 10 pruebas), herméticamente sellado, no reenvasado; el usuario final determinará la presentación y cantidad de volumen según su necesidad (antisuero concentrado ó diluido). . Tiempo de expiración no menor de 1 año a partir de la fecha de entrega.<br>CARACTERÍSTICAS: Anticuerpo monoclonal ó policlonal para tejido fijado en formol y embebido en parafina. Debe incluir recuperador antigénico específico cuando el tipo de anticuerpo lo requiera. El usuario determinará el tipo de anticuerpo (monoclonal ó policlonal)<br>METODOLOGÍA: Inmunohistoquímica (manual ó automatizado). |
| AP-105                     | 30105608      | Antisuero para FSH                                          | CM3 | III             | PRESENTACIÓN: Antisuero anti FSH . Frasco de antisuero concentrado hasta por 1 CM3 ó antisuero prediluido (1CM3 equivale a 10 pruebas), herméticamente sellado, no reenvasado; el usuario final determinará la presentación y cantidad de volumen según su necesidad (antisuero concentrado ó diluido). . Tiempo de expiración no menor de 1 año a partir de la fecha de entrega.<br>CARACTERÍSTICAS: Anticuerpo monoclonal ó policlonal para tejido fijado en formol y embebido en parafina. Debe incluir recuperador antigénico específico cuando el tipo de anticuerpo lo requiera. El usuario determinará el tipo de anticuerpo (monoclonal ó policlonal)<br>METODOLOGÍA: Inmunohistoquímica (manual ó automatizado).                                         |
| AP-106                     | 30105613      | Antisuero para Glycophorin A                                | CM3 | III             | PRESENTACIÓN: Antisuero anti Glycophorin A. Frasco de antisuero concentrado hasta por 1 CM3 ó antisuero prediluido (1CM3 equivale a 10 pruebas), herméticamente sellado, no reenvasado; el usuario final determinará la presentación y cantidad de volumen según su necesidad (antisuero concentrado ó diluido). . Tiempo de expiración no menor de 1 año a partir de la fecha de entrega.<br>CARACTERÍSTICAS: Anticuerpo monoclonal ó policlonal para tejido fijado en formol y embebido en parafina. Debe incluir recuperador antigénico específico cuando el tipo de anticuerpo lo requiera. El usuario determinará el tipo de anticuerpo (monoclonal ó policlonal)<br>METODOLOGÍA: Inmunohistoquímica (manual ó automatizado).                                |

**NO VIGENTE**

