

CÓDIGO SAP	DENOMINACIÓN COMPLETA	UM	NIVEL DE USO	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
030105613	Antisuero para Glycophorin A	CM3	III	PRESENTACIÓN: Anticuerpo primario monoclonal o policlonal para la detección de glycophorin A, en envase herméticamente sellado, no reenvasado. El usuario final determinará la presentación y volumen según su necesidad (Anticuerpo concentrado o prediluido). Tiempo de expiración no menor de doce (12) meses a partir de la fecha de entrega. METODOLOGÍA: Inmunohistoquímica. ACCESORIOS: Controles, solución de lavado, sistema de detección y consumibles necesarios (como el reactivo de recuperación antigénica específico) de acuerdo con la metodología, que permita la realización completa de la prueba. MUESTRA BIOLÓGICA: Tejido humano fijado con formalina tamponada y embebido en parafina. EQUIPO: El (Los) equipo(s) será(n) definido(s) por el usuario final, quien presentará las especificaciones técnicas de equipos de este petitorio.


EsSalud
Firmado digitalmente por
LI SING Consuelo Maria Josefina
FAU 20131257750 soft
Motivo: Soy el autor del documento.
Fecha: 29.09.2026 08:30:06-0500


EsSalud
Firmado digitalmente por
SOLIS RICRA Jenner Ivan FAU
20131257750 soft
Motivo: Soy el autor del documento.
Fecha: 29.09.2026 08:30:38-0500


EsSalud
Firmado digitalmente por
SOTO BARBA Marco Miguel FAU
20131257750 soft
Motivo: Soy el autor del documento.
Fecha: 29.09.2026 17:35:06-0500

IETSI - ESSALUD
DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN DE TECNOLOGÍAS SANITARIAS
SUBDIRECCIÓN DE EVALUACIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS Y EQUIPOS BIOMÉDICOS
01 OCT 2026
FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA